






Potřeby:


- pevnější rovnou PET lahev 1,5 - 2l a 2 - 3 víčka (KINLEY TONIC, SCHWEPPE'S TONIC. nebo podobnou)
- menší zkoumákové kleště
- nepoužitou injekční stříkačku 5 nebo 10 ml bez jehly
- vše ostatní dostaneš od Laberek.



Fáze 1 - z drátu připravíme 2 x tvar podobný obrázku 1 - použijeme k tomu svoji PET s utaženým víčkem - to proto, že se nám lahev nebude mačkat. Bude to vlastně závěs rakety na vodícím lanku.



obr. 3



obr. 4

Fáze 2 - na drátu uděláme podle obrázku 2 očka a když je máme vytvořená, drát na lahvi utáhneme, aby se nesesmekl.

Fáze 3 - do víčka uděláme rozžhaveným hřebíkem nebo vrtákem otvor cca 4 mm podle obrázku 3.

Fáze 4 - Lahev zašroubujeme a vstříkneme do ní cca 10 ml lihu, dobře ho rozlijeme po stěnách a necháme ho odpařit. Raketu nasadíme na vodící lanko, podle obrázku 4 a cca 2x lehce stiskneme, aby se do rakety nasálo trochu vzduchu. Pak už jen přiložíme zapálenou sirku opatrně k otvoru ve víčku.

5... 4... 3... 2... 1... zážeh !!!

Na tomto projektu vždy pracujte pod dohledem dospělého!